

12 – 22 °C

HILOTHERM

Professionell®

+ HomeCare®

zur Vermeidung von
Schwellungen, Hämatomen,
Entzündungen und Schmerzen


12 – 22 °C

HILOTHERM Professionell®

Die gradgenau steuerbare Kälte-Therapie

Lindern Sie Ihre Schmerzen gradgenau mit der HILO THERAPY®: Beschleunigen Sie Ihren Heilungsprozess direkt zu Hause gezielt mit Hilfe des HILO THERM Professionell®-Geräts und anatomisch geformten Manschetten für alle relevanten Körperpartien.

12 – 22 °C



Einweg- und Mehrfachmanschetten für alle relevanten Körperpartien

12 – 22 °C

Das Therapie-Gerät HILO THERM Professionell®

Eignet sich insbesondere für den mobilen Gebrauch: für den Patienten zu Hause, als auch in der Praxis und der Klinik



Praktisch

Handlich und mit 4,8 kg (Leergewicht) leicht transportierbar



Einfach

Das brauchen Sie: Einen Stromanschluss und destilliertes Wasser



Unabhängig


Jederzeit und unabhängig von Terminen kurzfristig anwendbar

15 – 22 °C

HILOTHERM HomeCare®

Die gradgenau steuerbare Kälte-Therapie

Lindern Sie Ihre Schmerzen gradgenau mit der HILO THERAPY®: Beschleunigen Sie Ihren Heilungsprozess direkt zu Hause gezielt mit Hilfe des HILO THERM HomeCare®-Geräts und anatomisch geformten Manschetten für kleinere Anwendungen.



15 – 22 °C

Das Therapie-Gerät HILO THERM HomeCare®

Eignet sich insbesondere für den mobilen Gebrauch: für den Patienten zu Hause, als auch in der Praxis und der Klinik



Praktisch

Handlich und mit 2,9 kg (Leergewicht) leicht transportierbar



Einfach

Das brauchen Sie: Einen Stromanschluss und destilliertes Wasser



Unabhängig

Jederzeit und unabhängig von Terminen kurzfristig anwendbar

Ihre Vorteile mit der HILOTHERAPY®

-  Beschleunigung des Heilungsprozesses
-  Reduktion der Schmerzintensität und weniger Schmerzmittel
-  Minderung der Hämatome und Entzündungen
-  Temperatur und Anwendungsdauer auf individuelles Empfinden anpassbar



Ist Eis wirklich ein Schmerzkiller?

Die Konstanz der Temperatur ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber üblichen Mitteln wie Cool Pads oder Eis etc. Diese Mittel tauen auf, verlieren ihre Kühlwirkung und müssen je nach Therapiedauer während der Behandlung gewechselt werden. Zudem bergen sie die Gefahr von Hautverbrennungen durch extreme Kälte in sich.



HILOTHERAPY®

Es handelt sich bei der HILOTHERAPY® um ein Thermo-Heilverfahren, das lokal auf geschädigte Körperpartien einwirkt und den Sauerstoffbedarf des Gewebes, den Stoffwechsel, die Durchblutung und die Schmerzrezeptoren des betroffenen Gewebes beeinflusst. Als Hypothermie wirkt sie verlangsamend, als Hyperthermie anregend. Diese Effekte erzielt die HILOTHERAPY®, gradgenau steuerbar in einem der jeweiligen Indikation entsprechenden Temperaturbereich.



Leihen statt kaufen!

Sie haben einen zahnmedizinischen Eingriff, eine Operation oder die Behandlung einer Sportverletzung vor oder hinter sich? Sie haben 1 bis 2 Wochen vor sich, die der Körper für die Heilung benötigt? Unser Angebot für Sie: Leihen Sie ganz einfach unser HILOTHERM HomeCare®-Gerät für die Anwendung der HILOTHERAPY® auch von zu Hause!

Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf, am besten telefonisch unter **0 75 66 / 9 11 99** oder per Mail unter **info@hilotherm.com**. Wir stimmen uns dann mit Ihnen ab und sorgen für die rechtzeitige Lieferung zu Ihnen nach Hause.

Unsere Produktpalette:

HILOTHERAPY® – Das gradgenaue Thermoverfahren

10 – 35 °C

HILOTHERM Clinic®

12 – 22 °C

HILOTHERM Professionell®

15 – 22 °C

HILOTHERM HomeCare®



15 – 22 °C

HILOTHERM Rheuma



10 – 12 °C

HILOTHERM ChemoCare®



35 – 43 °C

HILOTHERM Calido®



HILOTHERM®

HiloTherm GmbH

Wittumweg 38 | D - 88260 Argenbühl-Eisenharz

Tel.: 0 75 66 / 9 11 99 | Fax: 0 75 66 / 9 41 51 16

info@hiloTherm.com | www.hiloTherm.com